

# il Medico Pediatra

NUMERO  
6

Periodico  
della Federazione Italiana  
Medici Pediatri

fimp  
Federazione Italiana  
Medici *Pediatri*

# NARHINEL®

Linea completa per la pulizia nasale.

**NARHINEL®**  
soluzione isotonica  
20 flaconcini richiudibili da 5 ml

**NARHINEL®**  
aspiratore nasale  
confezione con tre ricambi monouso\*



\*Disponibile la confezione  
con 10 ricambi monouso

Da oggi c'è Narhinel®, una nuova linea completa per la pulizia nasale nel bambino da zero a due anni. L'uso di Narhinel® è sicuro, delicato e soprattutto efficace, anche nelle condizioni di congestione più ostinata. Prima si installa Narhinel® soluzione isotonica per idratare le mucose nasali secche e incrostate e fluidificare il muco. Doposi utilizza Narhinel® aspiratore nasale che con il suo speciale filtro arresta il muco nel serbatoio monouso in modo da garantire la pulizia. I serbatoi di ricambio sono disponibili anche in confezioni vendute separatamente.

**Narhinel®: libertà di respiro.**

NOVARTIS

CE

Concedi il tuo contributo medico. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.  
Migliore risultato da utilizzo in acqua.

Il Medico Pediatra, 13/6, 191-230, 2004

Periodico bimestrale - POSTE ITALIANE SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 n. 46 art. 1, comma 1, DCB Pisa. - Aut. min. di Pisa n. 6/92 del 6/2/1992 - Contiene I.R.



IN QUESTO NUMERO:

- La qualità in Pediatria di Famiglia
- Modalità associative in Toscana
- Vaccini: Varicella e Rotavirus

PACINIeditore  
MEDICINA